



JUST BECAUSE AN
INCISION
STARTS OUT SIMPLE
DOESN'T MEAN IT
ENDS UP THAT WAY.

ER DER MULIGHEDER
FOR AT FORHINDRE
ELLER REDUCERE
KOMPLIKATIONER?

PREVENA™ INCISION MANAGEMENT SYSTEM

PREVENA™ INCISION MANAGEMENT SYSTEM

TIL HÅNDTERING AF INCISIONER MED RISIKO FOR POSTOPERATIVE KOMPLIKATIONER

NEM ANLÆGGELSE**



1 Anlæg forbindingen over rene, lukkede incisioner



2 Tilslut forbindingen til beholderen, og indsæt beholderen i apparatet



3 Tænd
Lad sidde i 2-7 dage

PREVENA™ TERAPI HJÆLPER MED AT:

- beskytte operationsstedet mod eksterne infektionskilder
- holde incisionens kanter sammen, hvilket kan reducere sandsynligheden for kirurgisk ruptur¹
- stimulere perfusion²
- reducere lateral spænding* og ødemer

*Data i arkiv

** Illustration af grundlæggende anlæggelse. For yderligere oplysninger om brug og anlæggelse henvises til "Klinisk vejledning" til Prevena™ Incision Management System.

BESTILLINGS- OPLYSNINGER		ANTAL	DELNUMMER
Prevena™ Incision Management System Pakket som 1 system pr. patient.		5	PRE1005
Prevena™ Incisionsforbinding		5	PRE1055



Følg institutionens lokale procedurer for infektionskontrol og bortskaffelse af affald.
De lokale procedurer bør være baseret på gældende miljølovgivning.

VIGTIG BEMÆRKNING: Der findes særlige indikationer, advarsler, forholdsregler og sikkerhedsinformationer for KCI's produkter og terapier. Rådfør dig med en læge og produktvejledningen før anvendelse.

Kan du komme i tanke om en patient, der ville drage fordel af Prevena™ Terapi i dag?

Referencer: 1. Stannard JP, et al. Use of negative pressure therapy on closed surgical incisions: a case series. *Ostomy Wound Manage.* 2009;55:58-66. 2. Timmers MS, et al. The effects of varying degrees of pressure delivered by negative-pressure wound therapy on skin perfusion. *Ann Plast Surg.* 2005;55:665-671. 3. Stannard JP. 75th Annual Meeting Podium Presentations. Negative pressure wound therapy following high-risk lower extremity fractures. 2007.

DANMARK

KCI Medical ApS
Telegrafvej 4, 3 sal
2750 Ballerup
Danmark

24 timers kundeservice
Tlf. +45 3990 0180
www.kci-medical.dk

SVERIGE

KCI Medical AB
Möbelgatan 4
431 33 Mölndal
Sverige

Tel. +46 8 544 996 90
www.kci-medical.se

NORGE

KCI Medical AS
Grønland 58, P.b. 822
3007 Drammen
Norge

Tlf. +47 66 84 51 00
www.kci-medical.com

FINLAND

KCI Medical
asiakaspalvelu Finland
c/o Intermed Oy
Puutarhatie 22-24
01300 Vantaa
Finland

Puh. +35 075 7551515
www.kci-medical.com

© 2010 KCI Licensing, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Prevena og KCI er varemærker, der tilhører KCI Licensing, Inc. Prevena er beskyttet af et eller flere af følgende patenter: US 6,951,553, 6,936,037. Andre patenter er anmeldt. DSL# 10-0070.DK